

000/2000.040/00



Vacuümmatras

De Vacuümmatras zorgt voor een snelle, effectieve en comfortabele immobilisatie door zich te moduleren naar de vorm van de patiënt. Dit zorgt voor een perfecte comfortabele bescherming van de ruggengraat. Uitgerust met het innovatief MaxiValve™ klepsysteem.

Eigenschappen

- Afmetingen dichtgevouwen: 80 x 71 x 15 cm.
- Afmetingen opgevouwen: 200 x 75 x 6.4 cm.
- Gewicht matras: 5.5 kg.
- Gewicht matras
- pomp
- draagtas: 7.6 kg.
- Bruikbaar tussen -34°C en 66°C.
- Soepel.
- Matras is X-ray en MRI compatibel.
- CE-goedgekeurd.
- Geleverd in draagtas (matras plooibaar in 3) met manuele pomp en herstelkit.
- Innovatief MaxiValve™ klepsysteem: klik-controle bij correcte connectie, unieke opening voor makkelijk gebruik, zelfs met handschoenen aan.
- Geen losse onderdelen.
- Houdt vacuum tot 72 uur lang.
- Duurzaam product: verwachte levensduur van 5 tot 10 jaar bij normaal gebruik onder normale omstandigheden.
- Geselecteerd voor gebruik tijdens de Olympische Spelen van 1994, 1996 en 2002.

Gebruik

- Enkel te gebruiken door **professioneel opgeleide personen**.
- Minimum 2 personen nodig om de vacuummatras te tillen.
- Afhankelijk van het gewicht en de lengte van het slachtoffer kunnen er meerdere dragers nodig zijn.
- Film met gebruiksaanwijzing meegeleverd.

Inhoud

- Matras: Vinyl Polyester met Polystyrene korrelvulling (vuurbestendig)
- MaxiValve™ klep: plastic met springveer van roestvrij staal
- Draagtas: Nylon
- Vacuum pomp: aluminium cilinder
- Riemen: technische kunststof "Delrin"

De vacuümmatras is een medisch hulpmiddel.

Versie: 19/05/2024