



000/2100.001/00

Opblaasbare spalk - VOET

De Opblaasbare spalken bieden een eerste fixatie bij hand-, arm-, been- en voetbreuken of bij verstuikingen.

Eigenschappen

- Afmetingen: 9 x 15 cm.
- Opblaasbaar.
- Herbruikbaar.
- Compacte verpakking.
- Eenvoudig aan te brengen.

Gebruik

- Spalk om been of arm aanbrengen.
- De rits sluiten.
- Voorzichtig opblazen.

Inhoud

- Stuk
- voet.

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar.
- Beschermen tegen beschadiging.

De opblaasbare spalken zijn medische hulpmiddelen.

Versie: 20/05/2024