


000/2100.004/00



Opblaasbare spalk - ARM

De Opblaasbare spalken bieden een eerste fixatie bij hand-, arm-, been- en voetbreuken of bij verstuikingen.

Eigenschappen

Afmetingen: 60 x 20 cm. Opblaasbaar. Herbruikbaar. Compacte verpakking. Eenvoudig aan te brengen.

Gebruik

Spalk om been of arm aanbrengen. De rits sluiten. Voorzichtig opblazen.

Inhoud

Stuk - arm.

Bewaring

Onbeperkt houdbaar. Beschermen tegen beschadiging.
De opblaasbare spalken zijn medische hulpmiddelen.

Versie: 19/05/2024