

000/5010.100/00

Kripwindsel katoen (5cm x 4m)



De typische structuur van het elastisch geweven kripwindsel zorgt voor een ideale ondersteuning en fixatie van verbanden.

Eigenschappen

- Afmetingen: 0.05 x 4 m.
- Kleur: wit.
- Met rode draad.
- Fijne, zachte structuur; laat de huid ademen.
- Individueel verpakt.
- Latexvrij.

Toepassingen

- Ondersteunings- en ontlastingsverband (bij ontwrichtingen, verstuikingen).
- Fixatieverband.
- Eenmalig gebruik.

Bewaring

Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum mits bewaring op kamertemperatuur in een droge, goed geventileerde ruimte.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 18/05/2024

