

000/5090.031/00



Ambulanciersschaar

De ambulanciersschaar is speciaal ontwikkeld om zwachtels, kleef- en wondpleisters op maat te knippen. Ook geschikt om een autogordel door te knippen.

Eigenschappen

- Afmetingen: 18.5 cm.
- Geslepen schaar met knik (om makkelijk onder een verband of kledij te steken) en stompe punt (die voorkomt dat men in de huid van het slachtoffer steekt).
- De schaar is bruikbaar voor zowel links- als rechtshandigen.
- Comfortabele handgreep.
- Herbruikbaar.
- CE gekeurd.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar.

De ambulanciersschaar is een medisch hulpmiddel.

Versie: 19/05/2024