

000/0010.041/30



## Finbo EXTRA LARGE, radiaal vingersteunverband

De Finbo® is een vingerverband dat de gebruiker toelaat hygiënisch en ongestoord verder te werken. Kan heel eenvoudig zelf aangebracht worden.



### Eigenschappen


- Afmetingen: XLarge.
- Kleur: wit.
- Opgerold buisvormig verband.
- Elastisch.
- Rafelt niet uit.
- Heeft een groot absorptievermogen.
- 65% katoen.

### Toepassingen

- Steunverband voor de vinger.
- Bescherming van een wond, hechtingsdraadjes.
- Fixatie van een pleister of kompres.
- Eenmalig gebruik.

### Gebruik

Rol de onderste ring van het vingerverband uit over de vinger. Draai de top 360° rond. Rol de tweede ring van het vingerverband uit over de eerste laag.



## Inhoud

Doos 30 stuks

## Bewaring

- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

**Versie: 18/05/2024**