

000/0010.043/30



Finbo EXTRALARGE blauw, radiaal vingersteunverband

De Finbo® blauw is een vingerverband dat de gebruiker toelaat hygiënisch en ongestoord verder te werken. Het verband kan eenvoudig zelf aangebracht worden. Dankzij de blauwe kleur is Finbo® blauw uiterst geschikt voor gebruik in de voedingssector.



Eigenschappen

- Afmetingen: XLarge.
- Blauw: ideaal voor de voedingssector.
- Ongerold buisvormig verband.
- Elastisch.
- Rafelt niet uit.
- Heeft een groot absorptievermogen.
- 65% katoen.

Toepassingen

- Steunverband voor de vinger.
- Bescherming van een wond, hechtingsdraadjes.
- Fixatie van een pleister of kompres.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- Rol de onderste ring van het vingerverband uit over de vinger.
- Draai de top 360° rond.
- Rol de tweede ring van het vingerverband uit over de eerste laag.



Inhoud

Doos 30 stuks

Bewaring

- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 18/05/2024