

000/0020.022/30



## Elwo, elastische, lange wondpleister

De superabsorberende Elwo is dankzij zijn lange elastische kleefstrip de geschikte wondpleister voor vingers, handpalmen en andere moeilijke plaatsen. De elastische strip van 18 cm biedt maximale gevoeligheid in vingertoppen en -plooien waardoor de gebruiker ongehinderd verder kan werken.



### Eigenschappen


- Afmetingen: 18 x 2 cm.
- Sterk elastisch: gemakkelijk en overal aan te brengen; garandeert vlotte beweeglijkheid tijdens gebruik.
- Water- en vetbestendig.
- Asymmetrische opbouw (2 cm pleister, 3,5 cm wondkussen, 12,5 cm pleister).
- De lange kleefstrip versterkt de aanhechting.
- Hypoallergeen dankzij kleefstof met zinkoxide.
- Neutrale kleur.
- Niet-inklevend, superabsorberend kompres.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Individueel verpakte pleisters.
- Handige verdeeldoos.

### Toepassingen

- Snij- en schaafwonden.
- Ideale vingerpleisters.
- Geschikt voor intensieve handenarbeid.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, diepe of geïnfecteerde wonden.
- Eenmalig gebruik.

## Gebruik

- Ontsmet de wond.
- Breng aan op droge, propere huid en druk goed aan.
- Vervang de pleister, indien nat.



## Inhoud

doos 70 stuks

## Bewaring

- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

**Versie: 16/05/2024**