

000/0020.024/30



Elwo Mix, assortiment elastische wondpleisters

Maakt het mogelijk om ongehinderd verder te werken

Elwo Mix, elastische pleisters bieden maximale gevoeligheid in vingertoppen en -plooien. Een mix van vormen en afmetingen.



Eigenschappen

- Sterk elastisch: gemakkelijk en overal aan te brengen; garandeert vlotte beweeglijkheid tijdens gebruik.
- Water- en vetbestendig.
- Hypoallergeen dankzij kleefstof met zinkoxide.
- Neutrale kleur.
- Niet-inklevend wondkussen.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Individueel verpakte pleisters.
- Handige verdeeldoos met afzonderlijke compartimentering per product.

Toepassingen

- Snij- en schaafwonden.
- Eenmalig gebruik.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, diepe of geïnfecteerde wonden.
- Diverse modellen, geschikt voor kleine oppervlakten, vingers, handpalmen, grote oppervlakten, knokkels en vingertoppen.

Gebruik

- De wond goed ontsmetten.
- Kies het soort pleister afhankelijk van de locatie en de grootte van de wonde.
- Op droge, propere huid aanbrengen en goed aandrukken.
- Pleister vervangen, indien nat.

Inhoud

- Doos 70 stuks.
- Vijf modellen: 20st 4x4 cm, 20st 6x2 cm, 6st 10x5 cm, 12st H (knokkel), 12st Vlinder.

Bewaring

- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 14/05/2024