

000/0020.035/30



Elwo blauw, lange, elastische en metaaldetecteerbare pleister

De blauwe Elwo is dankzij zijn lange elastische kleefstrip de geschikte wondpleister voor vingers. De elastische strip van 18 cm biedt maximale gevoeligheid in vingertoppen en -plooiën waardoor er ongehinderd verder gewerkt kan worden.



Eigenschappen

- Afmetingen: 18 x 2.5 cm.
- Blauwe kleur.
- Metaaldetecteerbaar: onder het wondkussen zit een aluminiumstrip waardoor deze pleisters gedetecteerd kunnen worden door een professionele metaaldetector.
- Water- en vetbestendig.
- Hypoallergeen dankzij kleefstof met zinkoxide.
- De lange kleefstrip versterkt de aanhechting.
- Sterk elastisch: gemakkelijk en overal aan te brengen; garandeert vlotte beweeglijkheid tijdens gebruik.
- Eenvoudig aan te brengen.
- Individueel verpakt in een handige verdeeldoos.

Toepassingen

- Snij- en schaafwonden.
- Ideale vingerpleister.
- Geschikt voor intensieve handenarbeid.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, diepe of geïnfecteerde wonden.
- Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- De wond goed ontsmetten.
- Op droge, propere huid aanbrengen en goed aandrukken.
- Pleister vervangen, indien nat.



Inhoud

Doos 60 stuks

Bewaring

- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 12/05/2024