


000/0020.053/00



Hechtpleister, blauw (2cm x 5m)

De blauwe hechtpleister wordt gebruikt om verbanden te fixeren.

Eigenschappen

- Afmetingen: 0.02 x 5 m.
- Gecoate, blauwe polyethyleenfilm.
- Gemicroperforeerd.
- Gemakkelijk met de hand afscheurbaar.
- Individueel verpakt.

Toepassingen

- Fixeren van verbanden.
- Ideaal voor gebruik in de voedingsnijverheid.
- Eenmalig gebruik.

Inhoud

per rol

Bewaring

- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 10/05/2024