



000/0020.076/30

Relwo blauw, elastische, metaaldetecteerbare pleister op rol

De vet- en waterbestendige blauwe Relwo is dankzij zijn elasticiteit geschikt voor de meeste wondverzorging.



Eigenschappen

- Afmetingen: 0.06 x 10 m.
- Water- en vetbestendig.
- Blauwe kleur.
- Hypoallergeen dankzij kleefstof met zinkoxide.
- Onder het wondkussen zit een aluminiumstrip waardoor deze pleisters gedetecteerd kunnen worden door een professionele metaaldetector.

Toepassingen

- Eenmalig gebruik.
- Oppervlakkige snij- en schaafwonden.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, open, diepe of geïnfecteerde wonden.
- Geschikt voor gebruik in de voedingsindustrie.

Gebruik

- De wond goed ontsmetten.
- Op droge, propere huid aanbrengen en goed aandrukken.
- Pleister vervangen, indien nat.

Inhoud

Doos (1 rol)

Bewaring

- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 30°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 10/05/2024