

000/0020.102/20

Dr. Pino Mix, assortiment kinderpleisters

Met Dr. Pino tattoo in elke doos.



Dr. Pino Mix, non-woven wondpleisters voor kleine en grote valpartijen. Een mix van vormen en afmetingen.



Eigenschappen

- Zachte, ademende, non-woven pleisters.
- Huidvriendelijk.
- Niet-inklevend kompres.
- Pijnloos verwijderbaar.
- Individueel verpakte pleisters.
- Wit, met leuke kinderdessins.
- 4 verschillende modellen.
- Handige verdeeldoos met afzonderlijke compartimentering per model.


Toepassingen

- Oppervlakkige snij- en schaafwonden van de gevoelige huid.
- Niet geschikt voor sterk bloedende, open, diepe of geïnfecteerde wonden.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- De wond goed ontsmetten.
- Kies het soort pleister afhankelijk van de locatie en de grootte van de wonde.

- Op droge huid aanbrengen en goed aandrukken.
- Pleister vervangen, indien nat.



Inhoud

- Doos 40 stuks.
- Afmetingen: 16st (7.2 x 2 cm), 14st (6 x 3.8 cm), 5st (10 x 5 cm), 5st Kruis.

Bewaring

- Bewaren op een koele en droge plaats, tussen 10 en 25°C.
- Vervaldatum: 48 maanden na productiedatum.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 21/05/2024