

000/0080.010/20

Inic, zelfkoelend cold pack



De Inic zelfkoelend cold pack is een kleine koudereserve, altijd en overal bruikbaar wanneer cryotherapie noodzakelijk is.



Eigenschappen

- Afmetingen: 14 x 18 cm.
- Hypoallergeen.
- Gewicht: 220 gr.
- Het zelfkoelend cold pack is zeer doeltreffend om pijn te verzachten en om zwellingen te verminderen.
- Te gebruiken bij sportblessures, tandpijn ...

Gebruik

- Met beide handen stevig naar het midden duwen om de interne waterbel te breken.
- Goed schudden om de inhoud te mengen.
- Op het betrokken deel aanbrengen.
- Om de 7 à 10 min.
- Opnieuw schudden.



Inhoud

- Doos 24 stuks.

Bewaring

- Vervaldatum: 5 jaar DOM.

Inic is een medisch hulpmiddel.

Versie: 15/05/2024