

000/0090.030/00



Knievormige verbandschaar

De knievormige verbandschaar is speciaal ontwikkeld om pijnloos verbanden en pleisters te kunnen verwijderen.

Eigenschappen

- Afmetingen: 14 cm.
- Roestvrij.
- Knievormig (4 cm) - hoek van +/- 160°.
- Verbreedde ergonomische kop waardoor het kompres of verband pijnloos opgetild kan worden.
- Ingewerkt lemmet waardoor geen wonden kunnen ontstaan.
- De schaar is bruikbaar voor zowel links- als rechtshandigen.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar.

De knievormige verbandschaar is een medisch hulpmiddel.

Versie: 19/05/2024