


000/0090.050/00



Verbandklemmetjes

De Verbandklemmetjes zijn een wijdverspreid fixatiemiddel voor allerlei zwachtels.

Eigenschappen

- Afmetingen: 1.5 x 3.2 cm.
- Roestvrij.
- Verpakt per 6.
- Elasticiteit van 40%.
- Herbruikbaar.

Inhoud

- 6 stuks.

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar.

De verbandklemmetjes zijn medische hulpmiddelen.

Versie: 19/05/2024