

000/0090.068/00



Puntig pincet Feilchenfeld

Het puntig pincet Feilchenfeld kan veelzijdig gebruikt worden: aanbrengen en verwijderen van kompressen op wonden, verwijderen van splinters, teken ...

Eigenschappen

- Afmetingen: 9 cm.
- Roestvrij staal.
- Lange spitse punten.
- CE goedgekeurd.

Inhoud

- Stuk.

Bewaring

- Onbeperkt houdbaar.
- Bewaren op een droge plaats.

Het puntig pincet Feilchenfeld is een medisch hulpmiddel.

Versie: 19/05/2024