



000/0160.011/20

Latex handschoenen SMALL - ongepoederd

De latex handschoenen zijn rekbaar handschoenen ter bescherming van zowel de gebruiker als de patiënt. De exact aansluitende pasvorm garandeert een optimaal tastgevoel. De latex handschoenen zijn treksterk en hebben een reliëfstructuur voor een betere grip.

Eigenschappen

Maat: Small. De latex handschoenen bestaan uit 100% natuurlijk rubber latex met sterke kwaliteit - treksterkte. Ze zijn naadloos, ambidexter (d.w.z. kunnen gebruikt worden voor beide handen) en voorzien van een gerolde en versterkte manchet. De wit, natuurlijke kleur zorgt voor een anti - reflecterend beeld dat niet afleidt. Ze zijn verpakt in een handige verdeeldoos. Ze beantwoorden aan de norm EN 455-1, 455-2. Laag gehalte aan latex proteïnen en –allergenen. Eenmalig gebruik. We hebben vier verschillende types in ons gamma: Small, Medium, Large en Extra large.

	S	M	L	XL
Lengte	Min. 240mm			
Dikte vingertop	0.12mm ± 0.03mm			
Dikte handpalm	0.11mm ± 0.03mm			
Breedte handpalm	84mm ± 3mm	94mm ± 3mm	105mm ± 3mm	113mm ± 3mm
Treksterkte vóór aging	Min. 9 Newton			
Treksterkte na versnelde aging	Min. 6 Newton			
Vochtigheids-graad	Max. 0.8% per handschoen			
Poeder-reststof	Max. 2 mg per handschoen			

Inhoud

- Doos 100 stuks.

Bewaring

- Op kamertemperatuur bewaren.
- Vermijd direct zonlicht.
- Vervaldatum: 60 maanden na productiedatum Indien geplaatst op een donkere, koele en droge plaats.
- Individueel product: zie verpakking.

De latex handschoenen zijn een medisch hulpmiddel.

Versie: 13/05/2024