



000/0020.014/30

Duoskin blauw, waterafstotende huidfilm (10x8cm)

Ideaal in combinatie met [Coohy](#), koelend
Hydrogelkompres

Duoskin blauw is een gedeeltelijk doorlatende
huidfilm. Duoskin blauw is uitermate geschikt als fixeer-
en afdekverband voor de voedingssector.



Eigenschappen


- Afmetingen: 10 x 8 cm.
- Blauwe, soepele en ademende polyurethaanfilm.
- Ondoorlaatbaar voor water en bacteriën.
- Hypoallergeen.

Toepassingen

- Eenmalig gebruik.
- Fixeren van kompressen en zalven.
- De film enkel aanbrengen op intacte huid.
- Ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie.

Gebruik

- Verwijder schutbladen 1 en 2 en breng de film aan op droge en propere huid.
- Zorg ervoor dat het kompres/de zalf volledig afgedekt is.
- Verwijder schutblad 3 en druk goed aan.



Inhoud

Doos 25 stuks

Bewaring

- Vervaldatum: 59 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.

Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 10/05/2024