

000/0070.024/20

Ycla Box

EHBO-box voor oogspoeling



Eigenschappen


Praktische opbergbox, bevat steriele producten

Toepassingen

EHBO-box voor oogspoeling

Gebruik

Raadpleeg altijd een arts.



Inhoud

1x Ycla Neutral 200 ml, neutraliserende oogdouche (4.9% fosfaat)

1x Ycla 500 ml, oogdouche (0.9% natriumchloride)

Bewaring

Fles upside down bewaren: zo wordt meteen duidelijk als een fles al geopend is.

Vervaldatum: 3.5 jaar na productiedatum. Individueel product: zie verpakking.

Op kamertemperatuur bewaren (tussen 5-40°C).

Aanbevolen gebruikstemperatuur: 16°-38°C.

Bevat steriele medische hulpmiddelen klasse I.

Versie: 16/05/2024

