

000/0030.038/20



Compressed gauze

De compressed gauze wordt gebruikt om hevig bloedende wonden te stoppen.

Eigenschappen

- Hoog absorptievermogen.
- Compacte size dankzij vacuüm verpakking. Eens geopend, zet het verband zich uit.
- Afmeting open: 11,43 cm x 3,75 m.
- Afmeting verpakt: 8x5x1,5 cm.
- Z-gevouwen: snel en eenvoudig uit elkaar te trekken.
- Steriel.
- Latexvrij.
- Wit.

Toepassingen

- Onder controle houden van sterke bloedingen, in combinatie met een compressieverband.
- Verbinden en zwachtelen van grote wondoppervlakken.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

zie bijgevoegde gebruiksaanwijzing

Bewaring

vervaldatum: 60 maanden na productiedatum

Dit product is een klasse Is medisch hulpmiddel. CE0197 approved.

Versie: 19/05/2024

