

000/0030.071/30



Superabsorberend, zelfklevend kompres

MExT superabsorberend zelfklevend kompres met siliconen hechtlaag voor het afdekken van grotere huidoppervlakken. HACCP-conform. Snelle absorptie en retentie van wondvocht. Uiterst geschikt voor de gevoelige huid.

Eigenschappen

- Siliconen hechtlaag over de ganse oppervlakte zorgt voor een aangenaam draagcomfort, kleeft niet in de wond. Herpositioneerbaar, kan meermaals opnieuw aangebracht worden. Pijnloos te verwijderen, ook bij behaarde huid. Geen huidbeschadiging.
- Uniek perforatiesysteem en vochtafvoerende onderlaag gecombineerd met superabsorberend kompres: absorbeert snel en veel. Wondvocht wordt omgezet in gel. Geen risico op lekken.
- Geen kleebrand. Het volledige kompres-oppervlak mag in contact komen met de wond.
- Beschermende waterafstotende toplaag laat de huid ademen en vormt een barrière tegen bacteriën. HACCP-proof.
- Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie dankzij blauwe kleur. HACCP-proof.
- Vlot aan te brengen met één hand.
- Steriel.
- Afmeting: 15 x 15 cm.

Toepassingen

Voor het afdekken van snij- en schaafwonden. Ideaal voor grotere en/of behaarde huidoppervlakken. Geschikt voor personen met gevoelige huid.

Gebruik

Gebruiksaanwijzing: klik [hier](#).

Bewaring

Bewaren op kamertemperatuur.

Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.

Dit product is een klasse IIb steriel medisch hulpmiddel. CE gekeurd.

Versie: 18/05/2024

